



Upute za uporabu: tolofocon A ili tsilifocon A za Menicon politrve plinopropuse (RGP) kontaktne leće

Varo
- Prije uporabe pažljivo pročitaite upute u nastavku i čuvajte ovaj dokument na sigurnom mjestu za buduće korištenje. - Uvijek se pridržavajte uputa i ovog dokumenta kao i uputa oćnog specijalista da ispravne uporabe kontaktnih leća i proizvoda za njegu leća, uključujući kutije za leće.

UVOD

Menicon RGP kontaktne leće izrađene su od materijala koji propuštaju kisik, tj. tolofocon A (Menicon EX) i tsilifocon A (Menicon Z) (PMB).

INDIKACIJE

- Menicon RGP kontaktne leće namijenjene su za ispravljanje refraktivne ametropije (kratkovidnost, hiperopija, prebiopzija i/ili astigmatizam) kod osoba bez oboljenja i/ili druge bolesti.
- Menicon EX leće namijenjene su za svakodnevno nošenje ili najviše sedmomesečno produženo nošenje.
- Menicon Z leće, Menicon Z-1, Menicon EX-Z i Meniconal Z leće namijenjene su za svakodnevno nošenje ili najviše 30-dnevno dulje nošenje. Meniconal Z leće indicirane su za prebiopziju.
- Menicon RGP kontaktne leće koje nisu peribondno napredne namijenjene su za svakodnevno nošenje.
- Menicon Z-1 i E-1, Menicon EX-1 i Rose K leće indicirane su za nepravilne nazalne (Menicon Custom Design) (S, KRC, K3, TCC6, B4P, B4PM i M) namijenjene za nošenje za koje još ne odgovaraju standardne leće, a Menicon Plateau za osobe koje su nedavno operirane i doista je potrebno za nošenje za koje još ne odgovaraju standardne leće.

OGRAĐENOSTI NAJHIGIJENIJA

Nakon odstranjivanja očistite i dezinficirajte kontaktne leće na način koji preporuča tvrtka Menicon (MeniCare Pure ili MeniCare Plus za višemjesečne objipne te Menicon Progent za intenzivnu uklaanje proteina) ili ih oči specijalist. Zamjenite kontaktne leće novima utoliko 2 godine. Savjetuje se savjetovati se oćnim specijalistom o rasporedu nošenja leća koji odgovara Vašim potrebama. Samo Vam oćni specijalist može utvrditi nošenje i upotrebljivati kontaktne leće za duže nošenje i uputiti Vas u rasporedu nošenja leća i postupku njihove održavanja. Uvijek bave kontaktne leće nakon navedenog vremena nošenja. Nošenje kontaktnih leća duje od preporučenog vremena nošenja povećava opasnost od problema s očima.

KONTRAINDIKACIJE

- Nemojte nositi kontaktne leće ako imate neku od sljedećih stanja:
 - Aktuini i subakutni upali ili infekciju prednje korneje
 - Bilo kakve oštećenje, ozljedu ili anomalnost koja utječe na površinu očnog, očnog vezica ili očne kapke
 - Hipestezijske razine (smanjenje osjetljivosti rožnice)
 - Bilo kakvo sistemsko oboljenje koje može loše utjecati na ili pri nošenju kontaktnih leća.
 - Alergijske reakcije potencijalno uzrokovane ili pojačane nošenjem kontaktnih leća i/ili uporabom proizvoda za njegu leća
 - Bilo kakva aktinurna infekcija
 - Creves ili nadražiti
 - Neoptimno zadjeljenje rožnice nakon kirurškog zahvata na oku

UPOZORENJA

Imajte na umu sljedeća upozorenja prilikom uporabe kontaktnih leća.

- Problemi s očima uzrokovani nošenjem kontaktnih leća uporabom proizvoda za njegu leća, poput ulaska rožnice, mogu se javiti brzo i uzrokovati gubitak vida. Ako osjetite bilo kakvu nelagodnost u oku, prekomjerno suzeenje, promjene vida, crvenilo ili oćima ili izdvojenjem gubitak vida, odmah ukonite leće i posavjetujte se oćnim specijalistom.

MJERE OPREZA

- Pažljivo rukujte kontaktim lećama (pažite da ih ne ispuštite).
- Nemojte dodivati kontaktne leće prilikom nošenja.
- Stavite kontaktne leće prije nadenja kozmetičkih proizvoda. Nemojte nanositi kozmetičke proizvode, losione, kreme ili sprejeve prilikom postupanja s kontaktim lećama.
- Obatrite se oćnim specijalistu prije nošenja bilo kakvog kozmetičkog proizvoda za oči.
- Ako imate osjećaj da su kontaktne leće suhe, nanesite nekoliko kapi suze za podmazivanje ili oćlanjivanje (koji preporučuje vaš oćni specijalist) izravno u oči i pričekaite dok se leće mogu slobodno pomaknuti na oćma prije nego što ih ukonite. Ako se leće nadođu i dalje nastavi, odmah se obratite oćnom specijalistu.
- Izbjegavajte sve stvari ili nadražujuće prave isparavanj prilikom uporabe kontaktnih leća.
- Ako Vam Menicon Progent (intenzivni uklaanje proteina) ili bilo koje kemikalije dopušu u oči, odmah isperite od vodom iz slavine, odstranite kontaktne leće i savjetujte se s oćnim specijalistom ili odite na hitni prijem bolnice.
- Povisavajte se s oćnim specijalistom za nošenje kontaktnih leća tijekom zadržanih sportskih aktivnosti ili aktivnosti u vodi ili na bilo kakvom specifičnom zanimanju.
- Potrebno je oćaziti na redovite konzultacije s liječnikom da biste osigurali zdravlje očiju.
- Povisavajte se s oćnim specijalistom ako želite promijeniti vrstu ili parametre leća.
- Obavještite svojvieg liječnika o tome da nosite kontaktne leće.
- Pohranite kontaktne leće na sobnoj temperaturi.
- Savjetujte se s oćnim specijalistom ako trebate pohraniti kontaktne leće na dugo vremena.
- Savjetujte se s oćnim specijalistom prije nego što oće poćeti nositi kontaktne leće ako ih dugo niste nosili.
- Ako se kontaktne leće osuše i kuttuju je leće, povisavajte se s oćnim specijalistom.
- Nemojte dijeliti kontaktne leće s drugom osobom.

NAPOJAVE

Ako se sve jave bilo koj od ovih problema, odmah izvadite kontaktne leće i pregledajte ih kako biste utvrdili jesu li oćene. Ako kontaktne leće nisu oćene, oćazite i dezinficirajte prije ponovne uporabe. Ako se problem i dalje nastavi, ukonite leće i odmah zatražite pomoć. Moće doći od oboljelih oćnih očiju, kao što su upala, ulkus rožnice, nevaskuularizacija ili iritis.

- Bol u oćima, peckanje, svrab ili druga vrsta iritacije u oćima

- Oćjezi stranog tijela ili grčevanja u oćima

- Prekomjerno suzeenje, neobičan osjećaj, crvenilo, smanjena oćtrina vida, zamagljen vid, krug svjetlosti, fotofobija ili suhe oći

Ako tijekom upotrebe kontaktnih leća dođe do oboljelih negoda, prijavite to vlašćenom predstavniku ili proizvođaču te nadležnom tijelu.

RUKOVANJE KONTAKTNIM LEĆAMA

- Uvijek temeljito operite, isperite i osušite ruke prije rukovanja kontaktnim lećama.
- Nemojte nositi leće ako su plastini spremnici oćisteni ili oćsteni ili ako im je istekao rok valjanosti.
- Prije prve uporabe oćistite i isperite kontaktne leće proizvodima MeniCare Pure, MeniCare Plus ili proizvodima za njegu leća koje Vam je preporučio oćni specijalist (pojednosto ili proizvoda za njegu leća nalaze se u poglavlju „JUGA KONTAKTNIH LEĆA“).
- Nemojte mijenjati ni mićati proizvode za njegu leća osim ako je to navedeno na njihovim uputama za uporabu ili preporučio oćni specijalist.

Stavljanje kontaktnih leća:

- Opći postupak za stavljanje kontaktnih leća opisan je u nastavku. Za više informacija obratite se oćnom specijalistu.
- Odvrnite tep posudu za leće i isperite kontaktu leću u držaču leća.
- Izvadite leću iz držača i pregledajte je kako biste vidjeli li se leća i čista i neozlećena.
- Stavite leću na vrh kažiprsta dominantne ruke i udubljenim prstom okrenutom prema gore.
- Držite oće kapke izloeno otvorenama tako da pounite gorjivi kapak kažiprstom nedominantne ruke, a donji kapak srednjim prstom dominantne ruke.
- Polako pristisnite leću oku gledajući ravno i nježno je stavite na rožnicu.
- Nemojte pritisnuti leću s okom.
- Pogledajte prema dolje, najprije optužite gorjiv kapak, a zatim donji i nježno trepnite.
- Ponovite taj postupak s drugom lećom.
- Ako osjećate nelagodnu nakon stavljanja kontaktnih leća, na njoj se možda nalazi strano tijelo. Odstranite i isperite leću pa je ponovno stavite. Ako i dalje osjećate nelagodnost, odstranite kontaktne leće i savjetujte se s oćnim specijalistom.
- Ako vam je vid zamagljen nakon stavljanja kontaktnih leća.
- Ako kontaktne leće nisu centrirane na rožnici:
 - Pogledajte u zrcalo i nježno pomaknite rub leće na rožnicu dok ozvarte oko. Prstom pritisnite rub gorjivog ili donjeg kapka dok se leća ne centriru na rožnici. Takoder možete izvaditi i oćistiti leću pa je ponovno staviti u oko.
- Ukonite leće. Mogući su sljedeći uzroci:
 - Površina leće je nečista.
 - Leće su zamagljene.
- Ako vam je vid dalje zamagljen nakon rješavanja gore navedenih problema, ukonite kontaktne leće i posavjetujte se s oćnim specijalistom.
- Ako osjećate značajnu nelagodu pri uporabi kontaktnih leća, odmah ih ukonite i obratite se oćnom specijalistu.

Uklanjanje kontaktnih leća:

- metoda:
 - Siroko otvorite oko i gledajte ravno.
 - Naglo povucite vanjski rub oka prema van i uhvatite kontaktu leću dlanom druge ruke.
 - Ponovite taj postupak s drugom lećom.
- metoda:
 - Stavite kažiprst u korijen donjih trepavica, a drugi kažiprst na gorjiv kapak.
 - Siroko otvorite oko i primaknite kažiprste jedne prema drugom uz blagi pritisk kako biste odvojili kontaktu leću od oka.
 - Ponovite taj postupak s drugom lećom.
- metoda:
 - Stavite kažiprst u korijen donjih trepavica, a drugi kažiprst na gorjiv kapak.
 - Siroko otvorite oko i primaknite kažiprste jedne prema drugom uz blagi pritisk kako biste odvojili kontaktu leću od oka.
 - Ponovite taj postupak s drugom lećom.

NJEGA KONTAKTNIH LEĆA

- Uvijek upotrebljavajte proizvode za njegu leća koje preporuča tvrtka Menicon (MeniCare Pure ili MeniCare Plus za višemjesečne objipne te Menicon Progent za intenzivnu uklaanje proteina) ili Vaj oćni specijalist.
- Nikad ne upotrebljavajte proizvode za meke kontaktne leće.
- Nemojte oćiti kontaktne leće i kuttuje za leće rodom iz slavine. Uporaba vode iz slavine povećava opasnost od infekcije.
- Uvijek upotrebljavajte nježno proizvode za njegu leća kojima nije istekao rok valjanosti.
- Nemojte mijenjati ni mićati proizvode za njegu leća osim ako je to navedeno na njihovim uputama za uporabu ili preporučio oćni specijalist.
- Ako Vam je preporučio oćni specijalist.
- Ne preporuča se toplinska dezinfekcija.
- Kad ne upotrebljavate kontaktne leće pohranite ih potpuno pokrivene otvornom za leće.
- Nakave savjetujte oćistite i isperite kuttuju za leće proizvoda za njegu leća te je osušite na zraku.
- Redovito mijenjajte kuttuje za leće.

Održavanje nakon svakodnevno nošenja

- Nakon odstranjivanja oćistite i isperite kontaktne leće proizvodima MeniCare Pure, MeniCare Plus ili proizvodima za njegu leća koje Vam je preporučio oćni specijalist, stavite leće u držače leća i držite ih u kuttiji za leće. Menicon Progent ili intenzivni uklaanje proteina koji Vam je preporučio oćni specijalist upotrebljavajte jednom (jedno). Za više informacija vidj „Upute za uporabu“ dotičnih proizvoda za njegu leća.

leća. Održavanje nakon duljeg nošenja

- Nakon odstranjivanja oćistite i isperite kontaktne leće proizvodima MeniCare Pure, MeniCare Plus ili proizvodima za njegu leća koje Vam je preporučio oćni specijalist pa upotrijebite Menicon Progent ili intenzivni uklaanje proteina koji Vam je preporučio oćni specijalist. Za više informacija vidj „Upute za uporabu“ dotičnih proizvoda za njegu leća.

SIMBOLI KOJI SE KORISTE NA PAKIRANJU

SIMBOL	[I]	LOT		
ZNACENJE	Priprema upute za uporabu	Sifra serije	Risk upotrebe (oboljenja oka)	Nedostatak
SIMBOL	MD	UDI		
ZNACENJE	Medicinsko proizvod	Unik enhidracijski faktor	Upozorava na EU	Nemojte upotrebljavati ako je ambalaza oštećena
SIMBOL	B.C.	P.	C.T.	
ZNACENJE	Pumpa	Bočina za izbacivanje	Optički (kontaktni leća)	Ostale optičke
SIMBOL	ADD			
ZNACENJE	Ostala optika			

Proizvođač: Menicon Co., Ltd. 3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006 Japan www.menicon.com
 Ovlašteni zastupnik: Menicon Holdings B.V. Waanderweg 6, 7812 HZ, Emmen, The Netherlands
 Datum izdavanja 2024-08
 ©2024, Menicon Co., Ltd.

is

Notkunarfleiðbeiningar: tolofocon A eða tsilifocon A fyrir harðar gasegndræpar (RGP) augnlinsur frá Menicon

Mikilvægt

- Leðið eftirfarandi leiðbeiningar vandlega fyrir notkun og geymslu til síbarni nota.
- Fylgið alltaf leiðbeiningum á þessu blaði og frá augnlínun eða sjúntækjafærðingri fyrir viðeigandi notkun augnlinsu og augnlinsuþvæðingum frá M. linsuboxu.

INGANGUR

Menicon RGP augnlinsur eru gerðar úr sírðfengisdræpum efnum, þ.e., tolofocon A (Menicon EX) og tsilifocon A (Menicon Z). Hóru gasegndræpa RGP-augnlinsur frá Menicon eru séðáþakkaðir í plastflögu og flöggu í PHMB-lausn.

ÁÐENDINGAR

Hóru gasegndræpa RGP-augnlinsur frá Menicon eru atlaðar til að leiðrétta fyrir ljáðróskekkju (nærsyni, farsyni, ellifarsyni og/ella sjónskekkju) hjá einstaklingum sem eru með óða án augsteinu og án augnsjúkdýna.

- Menicon EX eru atlaðar til daglegrar notkunar eða allt að 7 daga langtíma notkunar.
- Menicon Z, Menicon Z-1, Menicon EX-Z og Meniconal Z eru atlaðar til daglegrar eða allt að 30 daga langtíma notkunar.
- Meniconal Z eru atlaðar við ellifarsyni.
- Hóru gasegndræpa RGP-augnlinsur frá Menicon, aðrar en þær sem skráðar eru hér að ofan, eru atlaðar til daglegrar notkunar.

- Menicon Z e-1, Menicon EX-1 og Rose K eru tilgreindir fyrir óreglulega hönnuðu (Menicon Custom Design) (S, KRC, K3, TCC6, B4P/MQ og M) og bókfi fyrir einstaklinga hvers sjúntak ekkí stöðlaði hönnun og Menicon Plateau er fyrir einstaklinga sem hafa nýlega gengist undir aðgerð eða eru með flata hönnuðinu).

TAKMARKANIR A NOTKUN

Heinsó og söðtheinsó augnlinsurum eftir að þær eru farnar úr augnum með heinsuram- og söðtheinsuramkerfum sem Menicon (MeniCare Pure eða MeniCare Plus fyrir fjólaftólausum og Menicon Progent til að fjarlægja eðli prótín) meili með eða augnlínunum eða sjúntækjafærðingum frá þau. Skiptið til augnlinsunnar fyrir nýjar linsur inn 2 ára farsóð að ráðera þjá við augnlínuna eða sjúntækjafærðing varðandi augnlinsuþvæðingum sem byggist á þinnu þárfum. Áðeins augnlínur eða sjúntækjafærðingar geta ákvarðað hvort þjá getir notað langtímaaugnlinsur og leiðbottum notkunarlínum og viðhaldsáferðir. Fargabú alltaf augnlinsu-um eftir tilatlaðan notkunartíma. Ef þú notar augnlinsurnar lengur en áætlaðar notkunartími segir til um eykur það hættuna á augnsmáldrum.

FRÁÐENDINGAR

- Ekkí nota augnlinsurarnar ef um er að ræða eftirfarandi ástand.
 - Brúsk og meðbrúsk höllu eða skýja (freska höllu augna)
 - Sjúkdomar, ávækar eða áfbrigðileg sem hefur áhrif á glæna, tárna eða augnlok
 - Snerísksynsmáttinn í glæna (skert næmi í glæna)
 - Fylgjandi sjúkdómur sem geta valdið því að notkun augnlinsu hafi neikvæð áhrif á augað
 - Öfumsöðvðingli sem geta verið orsök til völdum augnþunga og/ella augnlinnsuvala
 - Virk svöðgi í glæna
 - Róð eða erting í augna
 - Öfuhljáðandi gróandi í glæna eftir augnaböð

VARNARAÐURD

- Notendur þarfa að þekkja eftirfarandi viðbærarnir sem varða notkun á augnlinsum.
 - Þetta er ein af mörgum ástæðum sem geta valdið óþægindum og óþægindum, s.s. árá glæna, geta myndast harð og leiti til varanlegrar sjúkrængingar. Komu fram óþægindi í augum, mikil táræmsni, breytingar á sjón eða augnþrói skál tafalaust farglæna linsurum og hafa samband við augnlínuna eða sjúntækjafærðinginn.

VARÐAÐERGLUR

- Farið varlega með augnlinsurnar (ekki missa þær).
- Snerðó linsurum með höllum.
- Ástæða af setning linsunnar er að hún er svörtvörður eru notaðar. Forðist svörtvörður, húðkrem og öða meðan linsurarnar eru í augnum og við meðhöndlun þeirra.
- Leitið ráða hjá augnlínunum eða sjúntækjafærðingum áður en þú ert notuá linsunni.
- Ef linsur þar þú ert í augnum skýja nokkuð dropa af ráðögnum smurum eða rakagæfandi lausn þér í augni í samræmi við ráð frá augnlínun eða sjúntækjafærðing og bíða þá til linsu þrjár að hreyfast fíðslegu áður en hún er fjarlægð. Ef óþægindin vegna linsunnar lögast ekkí skál tafalaust leita ráða hjá augnlínunum eða sjúntækjafærðing.
- Forðist skáðlegar eða erðandi gufur og reykt meðan linsurarnar eru í augnum.
- Ef Menicon Progent (áðengit próteinheinsóun) eða kemikó eftir þér á augu skál sjóla augnu strau þá með kravatni. Fjárgæðó linsurnar tafalaust og hafðu samband við augnlínuna eða sjúntækjafærðing eða farið strau á bráðnotknið sjúkráðeisk.
- Svíþýtt augnlínunum eða sjúntækjafærðingum um notkun augnlinsu við hvers kyns erfiða bróttaklútt, í vatni eða í vissum starfsgærum.
- Náttvæðing er að fara í eðlittil reglulega til að tryggja heilbrigði augnanna.
- Leitið ráða hjá augnlínunum eða sjúntækjafærðing og skýpt er um linsuegund eða áðrar breytingar eða sér starf.
- Láttu lækinninn þinn vita að þú notar augnlinsur.
- Geymú augnlinsur við stórhútið.
- Ráðgjafi þú þjá við augnlínuna eða sjúntækjafærðing ef þú þárt að geyma augnlinsurnar í lengri tíma.
- Svíþýtt augnlinsur eða sjúntækjafærðing áður en augnlinsur eru notaðar ef ekkí hefur verið langtíma notkun á síttu áður.
- Ef linsur verða þurrar í linsuboxi skál hafa samband við augnlínuna með sjúntækjafærðing.
- Aldrei má dæla augnlinsum með öðrum.

AUKAVERKANIR

- Eftirteittir eftirfarandi vandamál koma upp skulu tær skulu tær augnlinsur áru þér og skóla þar þú til að tryggja að þær séu óðekkm-er.
 - Augnlinsurarnar eru ekkí óðekkm-er, skulu hveins þær og söðtheinsó þær eru þú notar þær aftur. Ef vandamál eru viðbærarnar skálta farglæna linsurum og leita tafalaust meðhölnar. Áltættver augnskýr getur orsakast af þessu, svo sem skýringu, sár í glæna, nýrðáðekkm-ur eða litmáttubólur.
 - Stingir, svði eða klóði augnum, eða annar augnvegur
 - Sóðug tilfinging um að afskótahlutur eða rispur séu á augnu
 - Mikil táræmsni, óeðlileg augnþingir, rótt, minniðó sjúkrængis, þókunsi, geislabáður, ljósfærni eða þurr augu
 - Um öku áðarna atviki við notkun augnlinsunnar skál tilýnna þá til vðurðkennisráða og/ella framleiðandans, og ljóðsöru vírfarvís.

MEDHÖNDUN AUGNLINSNA

- Alltaf skál þýva, skóla og þývurka hvern vandlega áður en linsurarnar eru smertar.
- Notið ekkí augnlinsurnar ef plastfláti hafa verið öpunuð eða hafa óstærð.
- Notið ekkí augnlinsurnar ef plastfláti hafa verið öpunuð eða hafa óstærð.
- Heinsó og skóla augnlinsurnar fyrir notkun í fyrsta sinn með því að nota MeniCare Pure, MeniCare Plus eða annað til augnlínu subúlu sem augnlínurnar eða sjúntækjafærðingur mæla með. Sjá nánar „Notkunarfleiðbeiningar“.
- Meðhöndla alldir vinstri og hægri linsurnar í sömu rút til að forðast að rugla þeim saman.

Linsan sett í augað:

- Þvíngjafni áldrið við þetta sjá augnlinsur er lýst hér að neðan. Hófu samband við augnlínuna eða sjúntækjafærðing fyrir frekari upplýsingar af þessu þárf.
- 1. Lóðið lóð af linsuboxinu og skólaú augnlinsuna í linsuboxinu.
- 2. Klóði linsuna úr linsuboxinu og skólaú hana til að tryggja að hún sé laus við skemmdir eða afskótahluti.
- 3. Setjið linsuna í fingurinn vinstriar höndu þínar og tryggja hana með þessum fingur.
- 4. Halðið augnlinsukom tilgætunum með því að tóga eða augnlínun með vísfingri vinstri höndu og neðra augnlínun með löngunum hinni handarinnar.
- 5. Farið linsuna upp á augnum og horfið beint áfram, og komu linsunni varlega fyrir á glærunni.
- 6. Klóði þývstu linsuna á augnum.
- 7. Steðgið augnlinsukom og deplið augnum gættilega.
- 8. Gerið eins við hina linsuna.
- 9. Komu fram óþægindum eftir augnlinsun og sett í augnal getu þar verið vegna afskótahluta. Fjárgæðó og skólaú linsuna og setjið hana aftur í augnið. Ef óþægindin vegna linsunnar lögast ekkí skál farglæna hana og leita ráða hjá augnlínun eða sjúntækjafærðing.
- 10. Ef linsur eru ekkí stöðugt fyrir mjólu:
 - Hófu linsu eða haggandi þá linsurnar varlega til að fara hana á glærunni á með augnið opit. Þývstu fingri á brún eða eða neðra augnlínks þá fyrir fyrir mjólu. Annars skál farglæna og skóla linsuna og setji hana aftur í augnið.
 - Ef augnlinsur þar fyrir mjólu:
 - Klóði skál linsuna úr. Þá geti orsakast af:
 - Yfirbróð linsunnar er óhrein.
 - Linsan er röngu augu.
 - Ekkí er einn öskýr eftir að óðgængdrið möguleika hafa verið kannaði skál farglæna augnlinsuna og hafa samband við augnlínuna eða sjúntækjafærðing.
 - Ef þú finnur fyrir verulegum óþægindum á meðan þú ert með linsurnar, skulu taka þær strau úr og leita ráða hjá augnlínun eða sjúntækjafærðing.

Linsan farglæna:

- Aðferð 1:**
- Galoðu augnið og horfið beint fram.
 - Skiptu áklóði í atværfarðu augnlínunni og gripið augnlinsuna í lófan á hinni höndinni.
 - Gerði eins við hina linsuna.
- Aðferð 2:**
- Setjið vísfingrunn við neðri augnþingir og hinni vísfingrunni á eða augnlínóð.
 - Galoðu augnið og hreyfi vísfingruna að hvor öðrum og þývstu fanglitið tilteigla til að skýla augnlinsurnar frá augnu.
 - Gerði eins við hina linsuna.

UMHIRÐA AUGNLINSANNA

- Ávallt skál nota vörur til umhírðu á linsum sem Menicon (MeniCare Pure eða MeniCare Plus fyrir fjólaftólausum og Menicon Progent til að fjarlægja eðli prótín) meili með eða augnlínunum eða sjúntækjafærðingunnn gerir það. Aldrei má nota umhírðurnar fyrir mjókar augnlinsur.
- Ekkí nota kravatni við umhírðu augnlinsu og linsuboxu. Notkun á kravatni eður harðu á bakteríusýkingu.
- Alltaf nota nýjar augnlinsuþvæðingur sem eru ekkí útrúmar.
- Ekkí víða út eða hláðna samræmi augnlinsunnar íttu nema leiðbeiningar með vörnum segi fyrir um það eða samkvæmt ráðleggingum frá augnlínun eða sjúntækjafærðing.
- Hitaðstheinsur eru ekkí ráðlögð.
- Geymdu augnlinsurnar á kafi í linsuboxa þegar þær eru ekkí notaðar.
- Heinsóðu og skólaú linsuboxið með umhírðvörum og leyftu þá að láftöfna eftir hveinu notkun. Skiptu um linsubox reglulega.

Víðhald eftir daglega notkun:

- Heinsó og skóla augnlinsurnar eftir að þar hafa verið farglænar með því að nota MeniCare Pure, MeniCare Plus eða annað til augnlinsuhúru sem augnlínurnar eða sjúntækjafærðingur mæla með, láttu linsurnar í linsuhaldara og geymð þar í linsubóli. Notiti Menicon Progent eða efni til að farglæna eðli prótín sem augnlínurnar eða sjúntækjafærðingur mæla með einu sinni í viknu. Sjá nánar „Notkunarfleiðbeiningar“ um vörur til umhírðu á linsum.

Víðhald eftir langtíma notkun:

- Heinsó og skóla augnlinsurnar eftir að þar hafa verið farglænar með því að nota MeniCare Pure, MeniCare Plus eða annað til augnlinsuhúru sem augnlínurnar eða sjúntækjafærðingur mæla með, og notti öðru Menicon Progent eða efni til að farglæna eðli prótín sem augnlínurnar eða sjúntækjafærðingur mæla með. Sjá nánar „Notkunarfleiðbeiningar“ um vörur til umhírðu á linsum.

TAKN Á UMÖRÐUM

TAKN	[I]	LOT		
SKILSÖGING	Leitið leiðbeiningar fyrir notkun	Lotnúmer	Nær sjón (fjarframing)	Ekkí nota ef umhírðurnar eru kannaðar
TAKN	MD	UDI		
SKILSÖGING	Lauvótaknið	Eðlirastvæðingarskipti	Ekkí nota ef umhírðurnar eru kannaðar	Ekkí nota ef umhírðurnar eru kannaðar
TAKN	DIA	B.C.	P.	C.T.
SKILSÖGING	Dráttur	Bočina	Óptíski (kontaktni leća)	Optískar linsur
TAKN	ADD			
SKILSÖGING	Dráttur af öðru			

Framleiðandi: Menicon Co., Ltd. 3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006 Japan [www.m](http://www.menicon.com)