PROS888.2

lacrifresh®
ocu-dry
AVIZOR

0,30%

PRESERVATIVE FREE

Lubricating and hypotonic ophthalmic solution to relieve the symptoms of moderate to severe ocular dryness

HY
Hypotonic solution
Sodium Hyaluronate
0,30% ▲▲▲

gb Lubricating and hypotonic ophthalmic solution to relieve the symptoms of moderate to severe ocular dryness. **PRESERVATIVE FREE. DESCRIPTION: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** is a lubricating, hypotonic and multidose preservative-free ophthalmic solution with a combination of wetting polymers (sodium hyaluronate, povidone and glycerine) and essential electrolytes, intended to relieve the symptoms of moderate to severe ocular dryness and lubricate all contact lens materials. Due to its gel texture, it is a very suitable product to use also during the night, extending its effect while sleeping. **USAGE: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** is indicated for: • Prolonged relief of the symptoms of moderate to severe ocular dryness, and other discomforts that are not clinical pathologies, such as a burning, itching, eye strain or the feeling of a foreign body on the surface of the eye, as a consequence of exposure to dusty, smoky, air conditioned or heated environments, prolonged use of computer, hormonal imbalance (menopause), refractive surgery (LASIK), among others. • Lubricating solution for contact lenses. • Due to its composition rich in Sodium Hyaluronate and its high viscosity, it is a very suitable product to be used before going to bed, keeping the eye hydrated throughout the night. **INSTRUCTIONS FOR USE: 1.** Wash, rinse and dry hands before using this product. **2.** Take a bottle of **Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%**, pull the safety seal anticlockwise, and remove the protective cap. **3.** Direct use: Apply one or two drops onto each eye and blink several times. **4.** Use with contact lenses: Apply one or two drops on the external surface of each lens during wear or before taken them out, or apply one or two drops into the internal part of each lens before placing on them. **5.** After using the medication, place the cap back on. **6.** Use the product, according to your needs, up to 8 times a day. *Last revision date: 2018/06.* **PRECAUTIONS:** • Do not ingest the solution, and keep out of children's reach. • Do not use the product if you are allergic to any of its ingredients. • Never use tap water to rinse the lens case or the lenses. • If you experience ocular irritation or an adverse reaction, please consult a specialist. • Immediately after instilling it, it is possible to have blurred vision. Wait for a clear vision before performing activities that may involve any risk due to blurred vision. • Once the bottle is opened, use the product within 90 days. • Ensure that the tip of the bottle does not come into contact with the eyes, or any other surface, to avoid contamination. • Do not squeeze the bottle with the protective cap on. • Do not use the product if the safety seal is broken or missing, or the bottle is damaged. • Don't Store the product at room temperature. • Do not use the product after the expiry date. • Keep the bottle tightly closed after each use. • Do not use the product in combination with a pharmacological treatment or any other product that is applied on the ocular surface, without consulting your doctor / eye care practitioner as the functions of both could be altered. **COMPOSITION:** Sodium Hyaluronate 0,30 g, Glycerine, Povidone, Sodium Chloride, Magnesium Chloride, Potassium Chloride, Calcium Chloride, Boric Acid, Borax Decahydrate and Purified Water 100 ml.

nl Lubriferende en hypotone oogoplossing om de symptomen van matige tot ernstige oogdroogte te verlichten. **ZONDER CONSERVEERMIDDELEN. BESCHRIJVING: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** is een lubriferende, hypotone en multidosis oogoplossing zonder conserveermiddelen met een combinatie van bevochtigende polymeren (natriumhyaluronaat, povidon en glycerine) en essentiële elektrolyten, bedoeld om de symptomen van matige tot ernstige oogdroogte te verlichten en alle contactlensmaterialen te lubriferen. Vanwege de geltextuur is het een zeer geschikt product om ook 's nachts te gebruiken voor een langer effect tijdens het slapen. **GEBRUIK: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** is aangewezen voor: • Langere verlichting van de symptomen van matige tot ernstige oogdroogte en andere ongemakken die geen klinische pathologieën zijn, zoals branden, jeuken, vermoeide ogen of het gevoel dat er iets op het oogoppervlak zit, door blootstelling aan stoffige, rokerige, geconditioneerde of verwarmde lucht, door rook, droge omgevingen, langdurig computergebruik, hormonale wisselingen (menopauze), refractiechirurgie (LASIK). • Lubriferende oplossing voor contactlenzen. • Vanwege de samenstelling die rijk is aan natriumhyaluronaat en de hoge viscositeit, is het een zeer geschikt product om te gebruiken vóór het slapen gaan, zodat het oog gedurende de nacht gehydrateerd blijft. **GEBRUIKSAANWIJZING: 1.** Was, spoel en droog uw handen alvorens dit product te gebruiken. **2.** Neem een fles **Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%**, draai de verzegeling linksom en verwijder de beschermdop. **3.** Direct gebruik: breng één of twee druppels aan in elk oog en knipper meermaals. **4.** Gebruik met contactlenzen: breng één of twee druppels aan op het externe oppervlak van elke lens tijdens het dragen of voordat u ze verwijdert, of breng één of twee druppels aan op het interne deel van elke lens vóórdat deze in het oog worden geplaatst. **5.** De beschermdop na iedere toediening terugplaatsen. **6.** Gebruik het product, naargelang uw behoeften, tot 8 keer per dag. *Datum van laatste herziening: 2018/06.* **VOORZORGSMAATREGELEN:** • Niet inslikken en buiten het bereik van kinderen houden. • Gebruik het product niet als u allergisch bent voor een van de bestanddelen. • Nooit kraanwater gebruiken om het lenzendoosje of de lenzen af te spoelen. • Als u oogirritatie of een bijwerking ondervindt, gelieve een specialist te raadplegen. • Direct na het indruppelen kan wazig zicht ontstaan. Wacht tot het zicht weer heldер is alvorens activiteiten uit te voeren die door wazig zicht risicovol kunnen zijn. • Als de fles eenmaal is geopend, dient het product niet langer dan 90 dagen te worden gebruikt. • Zorg ervoor dat de fles niet met de ogen of enig ander oppervlak in aanraking komt, om besmetting te voorkomen. • Niet in de fles knijpen met de beschermdop erop. • Het product niet gebruiken als de verzegeling is verbroken of ontbreekt, of wanneer de fles is beschadigd. • Het product bij kamertemperatuur bewaren. • Het product niet gebruiken na de vervaldatum. • Na elk gebruik de fles zorgvuldig sluiten. • Gebruik het product niet in combinatie met een farmacologische behandeling of enig ander product dat op het oogoppervlak wordt aangebracht, zonder eerst advies in te winnen bij uw arts / oogarts, omdat dit de werking van beide kan veranderen. **SAMENSTELLING:** Natriumhyaluronaat 0,30 g, glycerine, povidon, natriumchloride, magnesiumchloride, kaliumchloride, calciumchloride, boorzuur, borax decahydraat, gezuiverd water 100 ml.

it Tepamasis ir hipotoninis oftalminis tirpalas valytonio ir didelio akių sausumo simptomams sušvelninti. **BE KONSERVANTŲ. APRAŠAS: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%**® yra tepamasis hipotoninis ir daugiadozis oftalminis tirpalas be konservantų ir su drėkinamųjų polimerų (natrio hialuronato, povidono ir glicerino) bei svarbiausių elektrolitų deriniu, skirtu vidutinio ir didelio akių sausumo simptomams palengvinti ir visoms kontaktinių lęšių medžiagoms sutepti. Dėl savo gelinės konsistencijos puikiai tinka naudoti ir naktį, pratęsiant jo poveikį miego metu. **VARTOJIMAS: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** skirtas: • Ilgam palengvinta vidutinio ir didelio akių sausumo simptomus ir kitus nemalonumus, kurie nėra klinikinės patologijos, pvz., graužimą, niežėjimą, peršėjimą, akių įtampą ir svetimkūnio buvimo pojūtį. Šiuos nemalonumus sukelia įvairūs veiksniai: dulkės, dūmai, sausa aplinka, oro kondicionavimas ir ilgalaikis naudojimasis kompiuteriu, hormonų disbalansas (menopauzė), refraktūrą koreguojanti chirurgija (LASIK) bei kita. • Tepamasis tirpalas kontaktiniams lęšiams. • Kadangi sudėtyje yra daug natrio hialuronato ir klampa didelė, šis preparatas labai tinka vartoti prieš einant miegoti, kad akis būtų drėkinama visą naktį. **VARTOJIMO INSTRUKCIJOS: 1.** Prieš naudodami šį preparatą nusiplaukite, nuskalaukite ir nudžiovinkite rankas. **2.** Paimkite **Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** buteliuką, patraukite prieš laikrodinio rodyklę apsauginį dangtelį ir nuimkite apsauginį gaubtelį. **3.** Tiesioginis vartojimas: į abi akis šlašinkite po vieną ar du lašus ir kelis kartus mirktelėkite. **4.** Naudojimas su kontaktiniais lęšiais: Nešiodami arba prieš išsiimdami lęšius ant kiekvieno jų išorinio paviršiaus užlašinkite vieną ar du lašus arba prieš įsidėdami į akį užlašinkite vieną ar du lašus ant vidinio kiekvieno lęšio paviršiaus. **5.** Kiekvieną kartą pavartoję vaistą, uždėkite dangtelį. **6.** Preparatą vartokite pagal poreikį, iki 8 kartų per parą. *Paskutinės peržiūros data: 2018/06.* **ATSARGUMO PRIEMONĖS:** • Tirpalo nenurykite, laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. • Nevartokite preparato, jei esate alergiški kuriai nors preparate esančiai medžiagai. • Lęšių dėklui ir lęšiams skalauti niekada nenaudokite vandentiekio vandens. • Jei pasireiškėtų akių dirginimas ar nepageidaujama reakcija, kreipkitės į specialistą. • Iškart po įšlašinimo vaizdas gali būti neryškus. Prieš užsiimdami bet kokia veikla, kuri neaiškiai matant gali kelti pavojų, palaukite, kol imsite matyti aiškiai. • Atidarius buteliuką preparatą reikia suvartoti per ne ilgesnį kaip 90 dienų laikotarpį. • Kad išvengtumėte taršos, buteliuko galiuku nieliekite akių ar bet kurio kito paviršiaus. • Kai uždėtas apsauginis gaubtelis, buteliuko nespauskite. • Nenaudokite, jei preparato apsauginis kamštelis sulūžęs ar jo nėra arba buteliukas yra sugadintas. • Preparatą laikykite kambario temperatūroje. • Pasibaigus tinkamumo naudoti laikui gaminio nenaudokite. • Kiekvieną kartą pavartoję, buteliuką sandariai uždarykite. • Nepaskonsultavę su gydytoju ar akių specialistu nenaudokite šio preparato kartu su farmakologiniu gydymu arba bet kokiu kitu ant akies paviršiaus lašinamu preparatu, nes gali pakisti abejų preparatų veikimas. **SUDĖTIS:** Natrio hialuronatas 0,30 g, glicerinas, povidonas, natrio chloridas, magnio chloridas, kalio chloridas, kalcio chloridas, boro rūgštis, boraksо dekahidratas, atšviritas uždens 100 ml.

lv Lubricējošs un hipotonisks oftalmoloģiskes šķīdums vidēji līdz smagi izteiktu sausas acs simptomu atvieglošanai. **NESATUR KONSERVANTUS. APRAKSTS: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** ir lubricējošs, hipotonisks un vairāku devu oftalmoloģiskais šķidums, kas nesatur konservantus, ar mitrinošu polimēru (nātrija hialuronāts, povidons un glicerīns) un būtisko elektrolītu kombināciju vidēji līdz smagas sausās acs simptomu atvieglošanai, sadarījas ar visām kontaktlēcu materiālu grupām. Tā gēla tekstūras, tas ir ļoti piemērots produkts lietošanai arī naktī, paganinot tā iedarbību guļēšanas laikā. **LIETOJUMS: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** ir indicēts: • Ilgstošai vidēji līdz smagi izteiktu sausās acs un citu diskomforta simptomu, piemēram, asu sāpju, niezes, dedzināšanas sajūtas, acs saspriedzinājuma vai svešķermeņa sajūtas atvieglošanai. Šīs diskomforta pazīmes izraisa dažādi faktori, piemēram, tai skaitā, putekļi, dūmi, sausa aplinka, oro kondicionēšana vai apsildīšana, ilgstoša datora lietošana, hormonālā disbalansa (menopauze), refraktāra ķirurģija (LASIK) un citi. • Lubricējošs šķīdums kontaktlēcām. • Pateicoties tā sastāvam, kas ir bagāts ar nātrija hialuronātu, un tā augstajai viskozitātei, tas ir ļoti piemērots produkts lietošanai pirms gulētiešanas, nodrošinot acs hidratāciju visu naktī. **NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU: 1.** Pirms šī produkta lietošanas nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni un noslaukiet tās. **2.** Paņemiet VISAID 0.3% **Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** pudeli, velciet aizsargaizdari pretpulksteniski un noņemiet aizsargvāciņu. **3.** Tieša iepilināšana acī: iepiliniet vienu vai divus pilienus katrā acī un vairākkārt pamirkšķiniet acis. **4.** Lietošana kontaktlēcām: lietošanas laikā vai pirms izņemšanas uzpiliniet vienu vai divus pilienus uz katras lēcas ārējās virsmas vai pirms ievietošanas ļejiet pilienu vai divus pilienus katras lēcas iekšējā daļā. **5.** Pēc katras lietošanas reizes uzlieciet aizsargvāciņu. **6.** Izmantojiet šo produktu pēc vajadzības līdz 8 reizēm dienā. *Pēdējās pārskatīšanas datums: 2018/06.* **PIESARDZĪBAS PASĀKUMI:** • Nenorijiet šķīdumu un uzglabājiet to bērniem nepieejamā vietā. • Nelietojiet šo produktu, ja ir zināma alerģija pret tā sastāvdaļām. • Kontaktlēcu ieīvara un pašu kontaktlēcu skalošanai nedrīkst izmantot ūdensvadena ūdeni. • Ja rodas acu kairinājums vai blakusparādība, konsultējieties ar speciālistu. • Tūlīt pēc iepilināšanas, iespējama neskaidra redze. Pirms veicat kādas aktivitātes, pagaidiet kamēr redze noskaidrojās, lai nepakļautu sevi riskam neskaidras redzes dēļ. • Pēc pudelītes atvēršanas izmantojiet produktu ne ilgāk par 90 dienām. • Nodrošiniet, ka pudelītes gals nenonāk saskarī ar acīm vai kādu citu virsmu, lai neradītu piesārņojumu. • Nespiediet pudelīti ar uzliktu aizsargvāciņu. • Nelietojiet produktu, ja aizsargaizdare ir salūzusi, tās nav vai pudelīte ir sabojāta. • Uzglabājiet produktu istabas temperatūrā. • Nelietojiet produktu pēc derīguma termiņa beigām. • Pēc katras lietošanas reizes uzglabājiet pudelīti, cieši noslēgtu. • Nelietojiet produktu kombinācijā ar farmakoloģisko ārstēšanu vai jebkuru citu produktu, ko lieto uz acs virsmas bez konsultēšanās ar ārstu / acu ārstu, jo var tikt ietekmēta abu produktu iedarbība. **SASTĀVS:** Nātrija hialuronāts 0,30 g, glicerīns, povidons, nātrija hlorīds, magnija hlorīds, kālija hlorīds, kalcija hlorīds, borskābe, boraka dekahidrāts, attīrīts ūdens 100 ml.

dk Fugtende og hypotonisk oftalmisk opløsning til at lindre symptomer på moderat til meget torre øjne. **INDEHOLDER IKKE KONSERVERINGSMIDLER. BESKRIVELSE: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** er en fugtende hypotonisk og multidosis oftalmisk opløsning (ejendråber) uden konserveringsmiddel med en kombination af fugtende polymerer (natriumhyaluronat, povidon og glycerin) og vigtige elektrolytter, som har til formål at lindre symptomer på moderat til meget alvorlig tør øjne og også for kontaktlinsematerialer. Dens gelagtige struktur gør den særlig velegnet til også at blive brugt om natten, hvilket forlænger effekten under søvn. **BRUG: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** er indiceret til: • Langvarig lindring af symptomer på moderat til meget torre øjne samt andet ubehag, som ikke er en klinisk patologi, som f.eks. en brændende fornemmelse, kløe, øjentrætthed eller fremmedlegemsfornemmelse i øjet. Dette ubehag kan skyldes forskellige faktorer, blandt andet støv, røg, tørt miljø, langvarig brug af computer, hormonforstyrrelser (klimakterie), refraktiv kirurgi (LASIK). • Smørerende væske til kontaktlinser. • Produktets høje indhold af natriumhyaluronat og høje viskositet gør produktet yderst velegnet til brug ved sengetid, så øjnene kan forblive hydrerede hele natten. **BRUGSANVISNING: 1.** Vask og skyl dine hænder før brug af produktet. **2.** Tag en flaske **Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%**, træk sikkerhedsforseglingen med urd og fjern beskyttelseshætten. **3.** Direkte brug: Dryp en eller to dråber i hvert øje og blink flere gange. **4.** Brug med kontaktlinser: Dryp en eller to dråber på kontaktlinsernes yde overflade under brug, eller vent dråber på kontaktlinsernes yde overflade under brug, eller vent dråber på kontaktlinsernes yde overflade under brug, eller vent dråber på kontaktlinsernes yde overflade under brug, eller vent dråber på den indersiden af kontaktlinserne, inden de sættes i øjet. **5.** Sæt beskyttelseshætten på igen efter hver anvendelse. **6.** Brug produktet efter behov, op til 8 gange dagligt. *Dato for sidste revision: 2018/06.* **FORHOLDSREGLER:** • Væsken må ikke indtages og skal opbevares utilgængeligt for børn. • Må ikke bruges hvis du er allergisk over for nogle af komponenterne. • Brug aldrig vand fra hanen til at skylle linseæsken eller linserne. • Konsulter en kontaktlinsespecialist, hvis der opstår irritation eller lignende reaktioner. • Sløret syn kan forekomme umiddelbart efter, at produktet dryppes i øjet. Vent indtil du kan se klart igen, før du foretager dig aktiviteter, der kan være farlige med sløret syn. • Efter åbning må produktet bruges i maksimalt 90 dage. • Sørg for at spidsen af flasken ikke kommer i kontakt med øjnene eller andre overflader for at undgå kontamination. • Undlad at klemme på flasken med beskyttelseshætten påsat. • Produktet må ikke bruges, hvis sikkerhedsforseglingen er brudt eller mangler, eller hvis flasken er beskadiget. • Opbevar produktet ved rumtemperatur. • Produktet må ikke anvendes efter udløbsdatoen. • Hold flasken tæt tillukket efter hver brug. • Anvend ikke produktet i kombination med en farmakologisk behandling eller noget andet produkt, som anvendes i øjet uden at rådføre dig med lægen/optikeren, da det kan påvirke deres funktion. **SAMMENSÆTNING:** Natriumhyaluronat 0,30 g, glycerin, povidon, natriumklorid, magnesiumklorid, kaliumklorid, calciumklorid, borsyre, boraks-dekahydrat, renset vand 100 ml.

cz Lubrikační hypotonický oční roztok pro úlevu od příznaků středně silné až silné suchosti oka. **BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK. POPIS: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** je lubrikační, hypotonický a vícedávkový oční roztok bez konzervačních látek obsahující kombinaci zvlhčujících polymerů (hyaluronát sodný, povidon a glycerin) a esenciálních elektrolytů, který je určen pro úlevu od příznaků mírné až středně silné suchosti oka a je kompatibilní se všemi materiály kontaktních čoček. Díky gelové textuře je to velmi vhodný přípravek pro použití také v noci, což prodlužuje jeho účinek během spánku. **POUŽITÍ: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** je indikován k: • Dlouhodobé úlevě od příznaků středně silné až silné suchosti oka a dalších nepříjemných pocitů, které nejsou klasifikovány lékařem jako patologické, jako je pálení, svědění, napětí v oku a pocit cizího tělesa na povrchu oka. Tyto nepříjemné pocity způsobují různé faktory, jako je: prach, kouř, suché prostředí, dlouhodobá práce s počítačem, hormonální nerovnováha (menopauza), operace šedého zákalu (LASIK) apod. • Lubrikační roztok pro kontaktní čočky. • Díky složení s vysokým obsahem hyaluronátu sodného a vysoké viskozitě je to velmi vhodný přípravek pro použití před spaním, což udržuje zvlhčení očí v průběhu noci. **NÁVOD K POUŽITÍ: 1.** Před použitím přípravku si umyjte a opláchněte ruce a osušte je. **2.** Vezměte **Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%**, zatáhněte za bezpečnostní těsnění proti směru hodinových ručiček a sejměte ochranné víčko. **3.** Přímé použití: Kápněte jedno nebo dvě kapky do každého oka a několikrát mrkněte. **4.** Použití s kontaktními čočkami: Aplikujte jednu nebo dvě kapky na vnější povrch každé čočky během nošení či před jejich vyjmutím nebo aplikujte jednu nebo dvě kapky na vnitřní povrch každé čočky během nošení či před jejich vyjmutím nebo aplikujte jednu nebo dvě kapky na vnitřní část každé čočky před jejím vložením do oka. **5.** Po každém podání nasaďte ochranné víčko. **6.** Použijte přípravek podle potřeby, maximálně 8krát denně. *Datum poslední revize: 2018/06.* **UPOZORNĚNÍ:** • Roztok nepijte a uchovávejte jej mimo dosah dětí. • Nepoužívejte přípravek, pokud jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku. • Nikdy nepoužívejte pro opláchování pouzdra kontaktních čoček nebo kontaktních čoček vodu z vodovodu. • Pokud se u Vás objeví podráždění očí nebo nežádoucí reakce, poraďte se s odborníkem. • Je možné, že okamžitě po vkápnutí budete mít rozmazané vidění. Před prováděním aktivit, které souvisí s rizikem v důsledku rozmazaného vidění, počkejte, dokud Váš zrak nebude jasný. • Po otevření lahvičky uchovávejte přípravek maximálně po dobu 90 dnů. • Dbejte na to, aby hrot lahvičky nepřišel do kontaktu s okrajem jiným povrchem, aby nedošlo ke kontaminaci. • Lahvičku s nasazeným ochranným víčkem nemačkejte. • Nepoužívejte přípravek, pokud je porušeno nebo chybí ochranné těsnění nebo pokud je lahvička poškozená. • Uchovávejte přípravek při pokojové teplotě. • Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti. • Uchovávejte lahvičku po každém použití těsně uzavřenou. • Nepoužívejte přípravek v kombinaci s farmakologickou léčbou nebo jiným přípravkem, který se aplikuje na povrch oka, bez porady s lékařem / očním lékařem, protože může dojít ke změně účinku obou přípravků. **SLOŽENÍ:** Hyaluronát sodný 0,30 g, glycerin, povidon, chlorid sodný, chlorid hořečnatý, chlorid draselný, chlorid vápenatý, kyselina boritá, borax dekahydrát, čištěná voda 100 ml.

se Smörjande och hypotonisk ögondroppar, avsedda för långvarig lindring av symtom på måttlig till svår okulär torrhet. **UTAN KONSERVERINGSMEDEL. BESKRIVNING: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** är smörjande, hypotonisk ögondroppar i flerdosbehållare utan konserveringsmedel med en kombination av fuktgivande polymerer (natriumhyaluronat, povidon och glycerin) och essentiella elektrolyter, avsedd att lindra symtom på måttlig till svår ögontorrhet och att smörja alla kontaktlinsmaterial. Gelstrukturen gör produkten särskilt lämplig att använda även på natten, eftersom den även verkar medan du sover. **ANVÄNDNING: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** är avsedd för: • Långvarig symtomlindring vid måttlig till svår ögontorrhet och andra ögonbesvär som inte har en klinisk förklaring, t.ex. att ögonen svider eller kliar, ansträngda ögon eller en känsla av att ha någonting i ögat ("grusiga ögon"). Dessa obehag orsakas av olika faktorer, som t.ex. damm, rök, torr miljö, långvarig bruk av datorer, hormonella störningar (menopaus), operation för grå starr (LASIK) apod. • Smörjande lösning för kontaktlinser. • Tack vare en sammansättning rik på natriumhyaluronat och en hög viskositet är produkten mycket lämplig för användning före sänggående, då den håller ögat fuktigt under hela natten. **BRUKSANVISNING: 1.** Tvätta, skölj och torka händerna innan du använder denna produkt. **2.** Ta en flaska **Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%**, dra säkerhetsförseglingen moturs och ta bort skyddslocket. **3.** Direkt användning: Applicera en eller två droppar på varje öga och blinka flera gånger. **4.** Användning med kontaktlinser: Applicera en eller två droppar på linsens utsida medan den sitter i ögat eller innan den tas ut. Du kan också applicera en eller två droppar på linsens insida innan den sätts in i ögat. **5.** Sätt tillbaka skyddslocket efter varje användning. **6.** Använd produkten vid behov, upp till 8 gånger per dag. *Senaste revisionsdatum: 2018/06.* **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:** • Svälj inte lösningen och förvara den utom räckhåll för barn. • Använd inte produkten om du är allergisk mot något innehållsämne. • Använd aldrig kranvatten för att skölja linshållaren eller linserna. • Om du upplever ögonirritation eller får en biverkning ska du rådgöra med en specialist. • Omedelbart efter att dropparna tillförts kan dimsyn förekommma. Vänta tills synen blir skarp och tydlig innan du utför några aktiviteter som kan medföra en risk vid dimsyn. • När flaskan väl öppnats ska produkten användas i högst 90 dagar. • Se till att spetsen på flaskan inte kommer i kontakt med ögonen eller någon annan yta för att undvika förorening. • Kläm inte ihop flaskan med skyddslocket på. • Använd inte produkten om säkerhetsförseglingen är trasig eller saknas eller om flaskan är skadad. • Förvara produkten vid rumstemperatur. • Använd inte produkten efter utgångsdatum. • Stäng flaskan ordentligt efter varje användning. • Använd inte produkten i kombination med en farmakologisk behandling eller någon annan produkt som appliceras på ögonytan utan att först rådgöra med din läkare eller optiker, eftersom det kan påverka hur produkterna verkar. **SAMMANSÄTTNING:** Natriumhyaluronat 0,30 g, glycerin, povidon, natriumklorid, magnesiumklorid, kaliumklorid, borsyra, borax-dekahydrat, renat vatten 100 ml.

no Smørende og hypotonisk oftalmisk løsning for å lindre symptomer for moderat til alvorlig okulær tørrhet. **UTEN KONSERVERINGSMIDDEL. BESKRIVELSE: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** er en smørende, hypotonisk og flerdoset konserveringsmiddelfri oftalmisk løsning med en kombinasjon av fuktende polymere (natriumhyaluronat, povidon og glycerin) og viktige elektrolytter som er beregnet til å lindre symptomer på moderat til alvorlig okulær tørrhet og samme alle kontaktlinsematerialer. På grunn av gelteksturen er det et svært egnet produkt å bruke også i løpet av natten, slik at effekten forlenges ved søvn. **BRUK: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** er indikert for: • Forlenget lindring av symptomer på moderat til alvorlig okulær tørrhet, samt annet ubehag som ikke er kliniske patologier, slik som svie, klø, øyebetennelse eller ved feiesøen av å ha et fremmedlegeme i øyet. • Symptomatisk behandling av tørre øyne på grunn av ulike faktorer, slik som støv, røyk, tørre miljøer, forlenget bruk av dataskjermer, hormonell ubalanse (menopause), refraktiv kirurgi (LASIK) blant flere. • Smørende løsning for kontaktlinser. • På grunn av sammensetningen som er rik på natriumhyaluronat og dens svært høye viskositeten, er det et svært egnet produkt til å bruke før du går og legger deg, til å holde øyet hydrert i løpet av natten. **BRUKSANVISNING: 1.** Vask, skyll og tørk hendene før du bruker dette produktet. **2.** Ta en flaske med **Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%**, trekk av sikkerhetsspreren i retning med klokken, og ta av beskyttelseshetten. **3.** Direkte bruk: Drypp én eller to dråper i hvert øye og blink flere ganger. **4.** Bruk med kontaktlinser: Påfør én eller to dråper på den ytre overflaten på hver linse i løpet av bruk eller før du tar dem ut, eller påfør en eller to dråper på hvert øye når linser er på plass. Fjern linser før du påfører en på øyet. **5.** Sett beskyttelseshetten tilbake på plass etter hver administrering. **6.** Bruk produktet i henhold til behov, oppfølt både ganger om dagen. *Siste revisjonsdato: 2018/06.* **FORHOLDSREGLER: •** Løsningen må ikke svelges, og den må oppbevares utilgjengelig for barn. • Ikke bruk produktet hvis du er allergisk mot noen av ingrediensene. • Du må aldri bruke varm fra sprengen til å skylle eller pleie kontaktlinser. • Hvis du opplever irritasjon i øyet eller en forkjølelse, må du kontakte en spesialist. • Rett etter påføringen er det mulig at synet er sløret. Vent til du har klart syn før du utfører aktiviteter som kan involvere enhver risiko på grunn av tåket syn. • Når flasken er åpnet, må produktet brukes innen maksimalt 90 dager. • Påse at toppen av flasken ikke kommer i kontakt med øynene, eller noen andre overflater, slik at smittevernfare, syngås. • Ikke klem på flasken mens beskyttelsehetten på. • Produktet skal ikke brukes hvis sikkerhetssegelet er brutt eller mangler, eller hvis flasken er skadet. • Oppbevares ved romtemperatur. • Ikke bruk produktet etter utløpsdato. • Hold flasken tett lukket etter bruk. • Ikke bruk produktet i kombinasjon med en farmakologisk behandling eller noe annet produkt som påføres den okulære overflaten, uten å rådføre deg med legen/øyelege først, siden funksjonsrekkefølgen på legge kan endres. **SAMMENSETNING:** Natriumhyaluronat 0,30 g, glyserin, povidon, natriumklorid, magnesiumklorid, kaliumklorid, kalsiumklorid, borsyre, boraksdekahydrat, renset vann til 100 ml.



hr Hipotonična otopina za podmazivanje očiju, za ublažavanje simptoma umjerene do teške suhoće očiju. **NE SADRŽI KONZERVANSE. OPIS: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** je viševrsna podmazujuća, hipotonična otopina za oči bez konzervansa, s kombinacijom ovlažujućih polimera (natrijev hijaluronat, povidon i glicerin) i osnovnih elektrolita, namijenjenih ublažavanju simptoma umjerene do teške suhoće očiju i podmazivanju svih materijala kontaktnih leća. Zahvaljujući svojoj želatinoznoj teksturi, vrlo je prikladan proizvod za primjenu tijekom noći, uz produljen učinak tijekom spavanja. **UPORABA: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** je namijenjena za: • Produljeno ublažavanje simptoma umjerene do teške suhoće očiju i ostalih neugoda koje nisu svrstane kao klinički patološke, poput pečenja, svrbeža, napora očiju ili osjeta stranog tijela na površini oka. Te neugode uzrokovane su različitim čimbenicima, između ostalog, poput prašine, dima, suhih okruženja, dužeg korištenja računala, hormonskih neravnoteža (menopauza), refraktivnih postupaka operativnog zahvata (LASIK). • Otopina za podmazivanje za kontaktne leće. • Zahvaljujući sastavu bogatom natrijevim hijaluronatom i visokoj viskoznosti, ovaj proizvod vrlo je prikladan za primjeni prije odlaska na spavanje, jer održava vlažnost očiju tijekom cijele noći. **UPUTE ZA UPORABU: 1.** Operite, isperite i osušite ruke prije uporabe ovog proizvoda. **2.** Uzmite bočicu **Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%**, povucite sigurnosni poč at u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i skinite zaštitnu kapicu. **3.** Izravna uporaba: Primijenite jednu ili dvije kapi u svako oko i trepnite nekoliko puta. **4.** Primjena s kontaktnim lećama: Nanesite jednu ili dvije kapi na vanjsku površinu svake leće tijekom noćenja ili prije njihova ostranjivanja, ili nanesite jednu ili dvije kapi na unutarnju površinu svake leće prije umetanja u oko. **5.** Nipuri svake primjene zatvorite zaštitnu kapicu. **6.** Upotrijebite proizvod u skladu s vašim potrebama, do 8 puta na dan. *Datum posljednje revizije: 2018/06.* **MJERE OPREZA: •** Nemojte gutati otopinu i čuvajte je izvan dohvata djece. • Nemojte upotrebljavati ljek ako ste alergični na bilo koji od ovih sastojaka. • Nemojte nikada upotrebljavati vodu iz slavine za ispiranje lećije za leće ili leća. • Ako osjetite iritaciju oka ili nuspojavu, obratite se specijalisti. • Neposredno nakon umetanja moguća je pojava zamućenja. Prije obavljanja radnji koje podrazumijevaju opasnost uzrokovanu zamućenim vidom, pričekajte da se vid razbistri. • Nakon otvaranja bočice upotrijebite proizvod u roku od najviše 90 dana. • Pazite da vrh bočice ne dođe u dotticaj s očima ili bilo kojom drugom površinom kako bi se izbjegla kontaminacija. • Nemojte stiskati bočicu za zaštitnom kapicom na njoj. • Nemojte upotrebljavati proizvod ako je pečat bočice oštećen ili nedostaje ili je bočica oštećena. • Čuvajte proizvod na sobnoj temperaturi. • Nemojte koristiti proizvod nakon datuma isteka roka valjanosti. • Držite bočicu čvrsto zatvorenu nakon svake uporabe. • Nemojte koristiti proizvod s farmakološkom terapijom ni bilo kojim drugim proizvodom koji se primjenjuje na površini oka, bez savjetovanja s liječnikom/oftalmologom, jer je moguće promijenjenu djelovanje oba proizvoda. **SASTAV:** Natrijev hijaluronat 0,30 g, glicerin, povidon, natrijev klorid, magnezijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid, borna kiselina, natrijev tetraborat dekahidrat, pročišćena voda 100 ml.

sk Lubrikačný hypotonický očný roztok na zmiernenie príznakov stredne závažného až závažného sucháho oka. **BEZ KONZERVANTOV. OPIS: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** je lubrikačný, hypotonický a viacsákvový očný roztok bez konzervačných látok s kombináciou zvlhčujúcich polymérov (hyaluronát sodný, povidón a glycerín) a esenciálnych elektrolytov určený na zmiernenie príznakov stredne závažného až závažného sucháho oka a na lubrikáciu väčšiny materiálov kontaktných šošoviek. Vďaka svojej gélovej textúre je produkt veľmi vhodný na použitie počas noci, čím sa predlžuje jeho účinok počas spánku. **POUŽÍVANIE: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** je indikovaný na: • Dlhodobé zmiernenie symptómov stredne závažného až závažného sucháho oka a iných nepríjemných pocitov, ktoré nie sú klinickými patológiami, ako je pálenie, svrbenie, pocit unavených očí alebo cudzieho telesa v oku, spôsobených napríklad prachom, dymom, suchým prostredím, rôznymi faktormi, ako sú napríklad prach, dym, suché prostredie, dlhodobé používanie počítača, hormonálna nerovnováha (menopauza), refrakčná chirurgia (LASIK). • Lubrikačný roztok na kontaktné šošovky. • Produkt je vzhľadom na jeho zložené bohaté na hyaluronát sodný a jeho vysokú viskozitu veľmi vhodný na použitie pred spaním, pričom udržuje oči hydratované v priebehu noci. **NÁVOD NA POUŽITIE: 1.** Pred použitím tohto produktu si umyte, opláchnite a osušte ruky. **2.** Vezmite fľaštičku **Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%**, otočte bezpečnostným uzáverom proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ochranné viečko. **3.** Priame použitie: Do každého oka aplikujte jednu alebo dve kvapky a niekoľko krát zažmurkajte. **4.** Použitie s kontaktnými šošovkami: Nanášte jednu alebo dve kvapky na vonkajší povrch každej šošovky, kým sú vložené, alebo pred ich vybratím alebo nanášte jednu alebo dve kvapky do vnútornej časti každej šošovky pred umiestnením na oko. **5.** Po každom podaní nasaďte ochranné viečko. **6.** Produkt podľa potreby používajte max. 8 krát denne. *Dátum poslednej úpravy: 2018/06.* **PREVENTÍVNE OPATRENIA: •** Roztok neprehĺtajte a uchovávajte mimo dosahu detí. • Nepoužívajte produkt, ak ste alergický na ktorúkoľvek z jeho zložiek. • Na oplachovanie puzdra na kontaktné šošovky alebo šošoviek nikdy nepoužívajte vodu z vodovodu. • Ak sa u vás vyskytne podráždenie očí, alebo nežiaduca reakcia, obráťte sa na odborného lekára. • Bezprostredne po nanesení je možné rozmazané videnie. Pred vykonaním činností, pri ktorých môže rozmazané videnie predstavovať akékoľvek riziko, počkajte, kým bude videnie jasné. • Po otvorení fľaštičky nepoužívajte produkt dlhšie ako 90 dní. • Aby nedošlo ku kontaminácii, dávajte pozor, aby sa špička fľaštičky nedostala do kontaktu s očami, alebo s iným povrchom. • Nestláčajte fľaštičku s nasadeným viečkom. • Nepoužívajte produkt, ak chýba bezpečnostný uzáver alebo je poškodený, alebo ak je poškodená fľaštička. • Produkt uskladňujte pri izbovej teplote. • Nepoužívajte produkt po uplynutí dátumu nasledujúceho po EXP. • Po každom použití uchovávajte fľaštičku tesne uzavretú. • Tento produkt nepoužívajte spolu s farmakologickou liečbou ani akýmkoľvek iným produktom, ktorý sa aplikuje na povrch oka bez toho, aby ste sa poradili s vaším lekárom/očným lekárom. Mohlo by dôjsť k zmene účinkov oboch produktov. **ZLOŽENIE:** Hyaluronát sodný 0,30 g, glycerín, povidón, chlorid sodný, chlorid horečnatý, chlorid draselný, chlorid vápenatý, kyselina boritá, borax dekahydrát, čistená voda 100 ml.

bg Смазочен и хипотоничен офталмологичен разтвор за облекчаване на симптомите на умерена до тежка очна сухота. **БЕЗ КОНСЕРВАНТИ. ОПИСАНИЕ: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** е смазочен, хипотоничен и офталмологичен разтвор в много дози без консерванти с комбинация от овлажняващи полимери (натриев хиалуронат, повидон и глицерин) и основни електролити, предназначени да облекчават симптомите на умерена до тежка очна сухота и за смазване на всички материали на контактни леци. Поради своята гелова консистенция, това е много подходящ продукт за използване и през нощта, удължаващ ефекта по време на сън. **УПОТРЕБА: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** е показан за: • Удължено облекчаване на симптомите на умерена до тежка очна сухота и други неудобства, които не са клинични заболявания, като парене, сърбеж, умора или усещане за чуждо тяло на повърхността на окото. Тези неудобства са причинени от различни фактори, като например: прах, дим, сухи среди, продължителна употреба на компютър, хормонален дисбаланс (менопауза), рефракторна операция (LASIK) и други. • Смазочен разтвор за контактни лещи. • Поради съдържанието на натриев хиалуронат и голямия си вискозитет, това е много подходящ продукт за използване преди лягане, поддържащ окото хидратирано през нощта. **УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: 1.** Измийте, изплакнете и изсушете ръцете си, преди да използвате този продукт. **2.** Вземете бутилка **Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%**, издърпайте предпазното уплътнение обратно на часовниковата стрелка и свалете предпазната капачка. **3.** Директно приложение: Капнете по една или две капки във всяко око и примигнете няколко пъти. **4.** Използване с контактни лещи: Нанесете една или две капки по външната повърхност на всяка леща по време на носене или преди изваждането ѝ от нея или нанесете една или две капки във вътрешната част на всяка леща преди поставяне в окото. **5.** След всяко приложение отново поставяйте защитната капачка. **6.** Използвайте продукта в зависимост от нещата са и до 8 пъти дневно. *Дата на последно преразглеждане: 2018/06.* **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: •** Не поглъщайте разтвора и го пръскайте далеч от деца. • Не използвайте продукта, ако сте алергични към някои от съставките му. • Никога не използвайте чешмяна вода за изплакване на лещите или кутията за лещи. • Ако получите раздразнение или необичайна реакция, моля, консултирайте се със специалист. • Веднага след поставянето е възможно да има замъглено зрение. Изчакайте за ясно зрение, преди да извършвате дейности, които могат да включват някакъв риск поради замъглено зрение. • След отваряне на бутилката използвайте продукта до 90 дни. • Внимавайте върхът на бутилката да не докосва очите или друга повърхност, за да избегнете опасност от инфекция. • Не стискайте бутилката с поставена защитна капачка. • Не използвайте продукта, ако предпазното уплътнение е счъсано или липсва или ако бутилката е повредена. • Съхранявайте продукта при стайна температура. • Не използвайте продукта след изтичане срока на годност. • Плътно затваряйте бутилката след всяка употреба. • Не използвайте продукта в комбинация с фармакологично лечение или някакъв друг продукт, който се прилага на очната повърхност, без да се консултирате с Вашия лекар/офталмолог, тъй като функциите на двете биха могли да бъдат изменени. **СЪСТАВ:** Натриев хиалуронат 0,30 g, глицерин, повидон, натриев хлорид, магнезиев хлорид, калиев хлорид, калциев хлорид, борна киселина, боракс декахидрат, пречистена вода 100 ml.

pl Nawilżający i hipotoniczny roztwór do oczu przeznaczony do łagodzenia objawów umiarkowanej i ciężkiej suchości oka. **BEZ KONSERWANTÓW. OPIS: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** to nawilżający, hipotoniczny, wielodawkowy, niezawierający środków konserwujących roztwór do oczu z zastosowaniem połączenia nawilżających polimerów (hialuronian sodu, powidon i glicerynę) i istotnych elektrolitów przeznaczonych do łagodzenia objawów umiarkowanej i ciężkiej suchości oka i nawilżania wszystkich rodzajów soczewek kontaktowych. Dzięki żelowej konsystencji produkt nadaje się doskonale do stosowania również w nocy, działając podczas snu. **STOSOWANIE: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** jest wskazany do: • Przedłużonego łagodzenia objawów umiarkowanej i ciężkiej suchości oka i innych dolegliwości ocznych niebędących przypadłościami klinicznymi, takich jak pieczenie, świąd, zmęczenie oczu, uczucie ciała obcego, czy spowodowane na powierzchni oka. Takie dolegliwości spowodowane są różnymi czynnikami, takimi jak kurz, dym, suche powietrze, korzystanie przez dłuższy czas z komputera, zaburzenia hormonalne (menopauza) i chirurgia refrakcyjna (LASIK). • Nawilżające krople do soczewek kontaktowych. • Dzięki zawartości hialuronianu sodu o dużej wiskozie produkt ten jest bardzo dobrze przystosowany do stosowania na noc, ponieważ zapewnia nawilżenie oka przez całą noc. **INSTRUKCJA UŻYCIA: 1.** Umyć, opłukać i osuszyć ręce przed zastosowaniem produktu. **2.** Z buteleczki kropli **Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** odkręcić plombę zabezpieczającą, przekręcając ją w lewo i zdjąć wieczko ochronne. **3.** Bezpośrednie zastosowanie: wprowadzić jedną lub dwie krople do każdego oka i mrugnąć kilka razy. **4.** Stosowanie z soczewkami kontaktowymi: nałożyć jedną lub dwie krople na zewnętrzną powierzchnię każdej z soczewek podczas ich noszenia lub przed ich ściągnięciem lub aplikować jedną lub dwie krople na wewnętrzną powierzchnię każdej z soczewek przed ich nałożeniem na oko. **5.** Po każdym użyciu z powrotem nałożyć ochronne czepek. **6.** Produkt stosować zgodnie z potrzebami, maksymalnie 8 razy dziennie. *Data ostatniej aktualizacji: 2018/06.* **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: •** Nie spożywać roztworu i przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci. • Nie stosować produktu w przypadku alergii na którykolwiek ze składników. • Nigdy nie stosować wody z kranu do płukania pojemnika na soczewki albo soczewek. • W przypadku pojawienia się podrażnienia oczu albo działania niepożądanego skonsultować się ze specjalista. • Bezpośrednio po zakropleniu może pojawić się przejściowe rozmycie widzenia. Przed wykonaniem czynności, przy których rozmyte widzenie stwarzałoby ryzyko, należy poczekać, aż widzenie wyraźnego widzenia przed przystąpieniem do jakichkolwiek zajęć, które mogą być niebezpieczne w razie zamazanego widzenia. • Po otwarciu buteleczki produkt należy zużyć w ciągu maksymalnie 90 dni. • Dopilnować, aby końcówka buteleczki nie miała kontaktu z oczami ani z żadną inną powierzchnią, aby uniknąć zakażenia. • Nie ściskać buteleczki z założonym wieczkiem ochronnym. • Nie stosować produktu, jeżeli plomba zabezpieczająca została przerwana lub jej nie ma, albo jeżeli buteleczka została uszkodzona. • Przechowywać w temperaturze pokojowej. • Nie stosować produktu po upływie daty ważności. • Zamykać dokładnie buteleczkę po każdym użyciu. • Nie stosować produktu podczas przyjmowania leczenia farmakologicznego lub innego produktu do stosowania na powierzchni oka bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem/okulistą, ponieważ jednoczesne stosowanie produktów może wpływać na ich działanie. **SKŁAD:** Hialuronian sodu 0,30 g, glicerynа, powidon, chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek potasu, chlorek wapnia, kwas borowy, dekahydrat boraksu, woda oczyszczona 100 ml.

hu Síkosító és hipotóniás szemészeti oldat a mérsékelttől a súlyosig terjedő szemszárazság tüneteinek enyhítésére. **NEM TARTALMAZ TARTÓSÍTOSZERT. LEÍRÁS: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** - síkosító, hipotóniás, többadagos és tartósítószermentes szemészeti oldat, amely nedvesítő polimerek (nátrium-hialuronát, povidon és glicerin) és alapvető sók (elektrolitok) kombinációját tartalmazza, a mérsékelttől a súlyosig terjedő szemszárazság tüneteinek enyhítésére és valamennyi kontaktlencse anyag síkosítására. Gél állagának köszönhetően kiválóan alkalmas készítmény éjszakai használatra is, ezzel a hatását kitejtve az alvás alatt. **ALKALMAZÁS: A Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** alkalmazható: • Hosszú ideig csökkenti a mérsékelttől a súlyosig terjedő szemszárazság tüneteit és az egyéb, nem kóros kellemetlenségeket, mint például égő, viszkető, fáradt szemek, a szem megtelepedett idegentest érzése, amelyeket a környezeti hatások a kellemetlenségeket különböző tényezők okozzák, mint például: por, füst, száraz környezet, számítógépek hosszú ideig tartó használata, hormonális egyensúlyhiány (menopauza), korrekciós (refraktív) szemészeti eljárás (LASIK). • Síkosító oldat kontaktlencsékhez. • A nátrium-hialuronátban gazdag összetételének és magas viszkozitásának köszönhetően ez egy kiválóan alkalmas készítmény a lefekvés előtti használatra, ezzel a szem hidratáltságát az egész éjszaka folyamán. **HASZNÁLATI UTASÍTÁS: 1.** A készítmény használata előtt mossa meg, öblítse le és szárítsa meg a kezét. **2.** Fogjon egy **Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** üveget, fordítsa el a biztonsági zárat az óramutató járásával ellentétes irányban, majd vegye le a védőkupakot. **3.** Közvetlen alkalmazás: Cseppentse be a szemébe egy vagy két cseppet mindkét szemébe, majd pislogjon néhányszor. **4.** Kontaktlencsével együtt történő használat: Egy vagy két cseppet alkalmazzon a lencsék külső felületére a viselés alatt vagy a kivétel előtt, vagy egy vagy két cseppet alkalmazzon a lencsék belső felületére, mielőtt a szemre felhelyezi azokat. **5.** Minden egyes alkalmazást követően helyezze vissza a védőkupakot. **6.** A készítményt szükség szerint akár napi 8 alkalommal is használhatja. *Az utolsó felülvizsgálat dátuma: 2018/06.* **ÓVINTÉZKEDÉSEK: •** Az oldatot ne nyelje le, és gyermekektől tartsa elzárva. • Ne alkalmazza a készítményt, amennyiben allergiás bármely összetevőjére. • A lencsetartót és a lencséket soha ne öblítse le csapvízzel. • Ha szemirritációt vagy más mellékhatást tapasztal, forduljon szakorvoshoz. • Közvetlenül a felhelyezés után homályos látás fordulhat elő. Várjon tisztán látni, mielőtt olyan tevékenységek végzésébe kezd, amelyek kockázatot jelentenek a homályos látás miatt. • Az üveg felnyitása után a készítményt legfeljebb 90 napig használható. • A szennyeződés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az üveg csúcsa ne érintkezzen a szemével vagy bármilyen más felülettel. • Ne nyomja meg az üveget, amikor rajta van a védőkupak. • Ha a biztonsági zár sérült vagy hiányzik, vagy ha az üveg sérült, ne használja a készítményt. • A készítményt szobahőmérsékleten tárolja. • Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni. • Minden használat után szorosan zárja le az üveget. • Ne alkalmazza a készítményt gyógyszeres kezeléssel egyidejűleg, vagy bármely más olyan termékkel, amelyet a szem felszínére alkalmaznak, anélkül, hogy orvosával/szemészeti szakemberével megbeszélné, mivel módosíthatják funkcióját a megváltozott sorrend miatt. **ÖSSZETÉTEL:** 0,30 g nátrium-hialuronát, glicerin, povidon, nátrium-klorid, magnézium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid, bórsav, bórax-dekahidrát és 100 ml tisztított víz.

gr Λιπαντικό και υποτονικό οφθαλμικό διάλυμα για ανακούφιση από τα συμπτώματα της μέτριας έως σοβαρής ξηροφθαλμίας. **ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:** Το **Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** είναι ένα λιπαντικό, υποτονικό οφθαλμικό διάλυμα πολλαπλών δόσεων χωρίς συντηρητικά, το οποίο περιέχει έναν συνδυασμό πολυμερών εφύγρανσης (υαλουρονικό νάτριο, πιδόνη και γλυκερίνη) και απαραίτητων ηλεκτρολυτών για την αναπλήρωση στα συμπτώματα της μέτριας έως σοβαρής ξηροφθαλμίας. Ενώ είναι συμβατό με φακούς επαφής κάθε υλικού. Λόγω της υφής τζελ που έχει, είναι απολύτα κατάλληλο επίσης για χρήση κατά τη διάρκεια της νύχτας, για να απολαμβάνετε τη δράση του κατά τη διάρκεια του ύπνου. **ΧΡΗΣΗ: Το Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** διαβρέχοντας: • Παρέχει παρατεταμένη ανακούφιση από τα συμπτώματα της μέτριας έως σοβαρής ξηροφθαλμίας και από άλλες ενοχλήσεις που δεν αποτελούν κλινικές παθολογίες, όπως το αίσθημα καυσου, ο κνησμός, η κόπωση των ματιών και η αίσθηση ξένου σώματος στην επιφάνεια του ματιού. Αυτές οι ενοχλήσεις προκαλούνται από διαφορετικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων: σκόνη, καπνός, ξηρές περιβαλλοντικές συνθήκες, παρατεταμένη χρήση των ηλεκτρονικού υπολογιστή, ορμονική διαταραχή (εμμηνόπαυση), διαθλαστική χειρουργική (LASIK). • Λιπαντικό διάλυμα για φακούς επαφής. • Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε υαλουρονικό νάτριο και του υψηλού ιξώδους, είναι απόλυτα κατάλληλο για χρήση πριν από τον ύπνο, ενώ διατηρεί την υγρασία του ματιού σας κατά τη διάρκεια της νύχτας. **ΟΔΗΓΙΕΣ: 1.** Πλύνετε και στεγνώστε τα χέρια σας πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος. **2.** Πάρτε μια φιάλη **Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%**, τραβήξτε τη σφράγιση ασφάλειας αριστερόστροφα και βγάλτε το προστατευτικό καπάκι. **3.** Άμεση χορήγηση: Στάξτε μία ή δύο σταγόνες σε κάθε μάτι και στη συνέχεια τα μάτια σας αρκετές φορές. **4.** Χρήση με φακούς επαφής: Εφαρμόστε μία ή δύο σταγόνες στην εξωτερική επιφάνεια κάθε φακού ενώ τους φοράτε ή πριν τους βγάλετε, ή εφαρμόστε μία ή δύο σταγόνες στο εσωτερικό κάθε φακού προτού τον τοποθετήσετε στα μάτια σας. **5.** Μετά από κάθε χορήγηση, τοποθετήστε ξανά το προστατευτικό καπάκι. **6.** Χρησιμοποιήστε το προϊόν όπως χρειάζεται, ανάλογα με τις ανάγκες σας. *Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης του φύλλου οδηγιών:* 2018/06. **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: •** Μην καταπίνετε το διάλυμα και κρατήστε το μακριά από παιδιά. • Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε περίπτωση αλλεργίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του. • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε νερό βρύσης για να ξεπλύνετε τη θήκη φακών επαφής ή τους φακούς επαφής. • Εάν παρουσιαστεί μετά την οφθαλμικός ερεθισμός ή ανεπιθύμητη ενέργεια, συμβουλευτείτε έναν ειδικό. • Αμέσως μετά την εντόπιση, είναι πιθανό να θολώσει η όραση σας. Βεβαιωθείτε ότι περιμένετε έως ότου καθαρίσει η όραση προτού προβείτε σε δραστηριότητες οι οποίες ενδέχεται να εγείρουν κινδύνους λόγω την αμυδρής όρασης. • Μετά το άνοιγμα, χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός 90 ημερών. • Βεβαιωθείτε ότι το άκρο της φιάλης δεν έρχεται σε επαφή με τα μάτια ή οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια, για αποφυγή μόλυνσης. • Μην πιέζετε τη φιάλη με τοποθετημένο το προστατευτικό καπάκι. • Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η σφράγιση ασφάλειας είναι σπασμένη ή λείπει, ή εάν η φιάλη έχει υποστεί ζημιά. • Φυλάσσετε το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου. • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης. • Διατηρείτε τη φιάλη καλά κλεισμένη μετά από κάθε χρήση. • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε συνδυασμό με φαρμακευτική θεραπεία ή με οποιοδήποτε άλλο προϊόν για εφαρμογή στην επιφάνεια του ματιού, χωρίς να συμβουλευτείτε τον γιατρό/οφθαλμίατρο που σας παρακολουθεί, καθώς μπορεί να τροποποιηθεί η λειτουργία και των δύο συσκευασιών. **ΣΥΝΘΕΣΗ:** Υαλουρονικό νάτριο 0,30 g, γλυκερίνη, πιδόνη, χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο μαγνήσιο, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο ασβέστιο, βορικό οξύ, δεκαένυδρος βόρακας, κεκαθαρισμένο νερό 100 ml.

ge ზოლნისფერ ბნელ ზარისმის თვალის სიმშრალის სიმპტომების მოსახსნელი სახიში და ბაქტერიებისგან დაცული ოფთალმოლოგიური ხსნარი. **კონსერვანტების გარეშე. აღწერა: Lacrifresh Ocu-Dry 0.3%** არის სახიში, ჰიპოტონური და ოფთალმოლოგიური ხსნარი, რომელიც შეიცავს